

歯科用開口器

かいくん

届出番号 11B3X00012000070
一般医療機器 クラスI

「かいくん」は開口状態を保持したいときや開口訓練をする際に患者さんご自身が簡単に使用することができる開口器です。先端のバイト部を口腔内に入れ、ハンドルを両手で握ると、この原理で開口させます。貝殻形状のハンドルは、その握り方によって、片側だけを開口させることも可能です。

バイト部と柄は独立して動き、歯列に合った角度で開口訓練ができます。患者さんご自分で開口量を計測することができる「トリスケール」も付属しており、訓練の成果を記録することができます。

包装

専用ケースに1個包装
本体1個・トーカバンド(ゴム)3個・
マウスパット10枚・トリスケール
20枚

消耗品

トーカバンド(ゴム) 5個入
マウスパット 10枚入
トリスケール 100枚入



口腔内に挿入



手の力で開口



販売業者 **株式会社 東京歯材社**

商品センター 〒110-0004 東京都台東区下谷3-13-5 TEL.03-3874-5077 FAX.03-3874-5091
本 社 〒110-0001 東京都台東区谷中2-5-20 TEL.03-3823-7501 FAX.03-3823-7516
製造販売業者 株式会社 イシズカ 〒342-0044 埼玉県吉川市木売新田411-3

<http://www.shizaisha.co.jp>

1210SP30N