

# BQE エルゴダイナミック オペレーター



精密治療に安定したサポートを


# エルゴダイナミックオペレーターは治療中の術者の姿勢を正しくサポートします。

椅子に深く座ると、背中側の座面が沈み込み、同時にバックサポートが前方に出て、術者の腰の位置を押さえます。これにより、骨盤が立った良い姿勢を自然にとることができ、体への負担を軽減します。



## 術者の体や診療内容に応じて、3種類のアームレスト調整で的確にサポート。

しっかりとしたアームサポートは上下、前後、回転の3つの動きにより術者の最適な位置に置くことができ、特にマイクロスコープ使用時の腕から手の動きを安定させます。



\*シートの素材は合成皮革を使用し、消毒液などで拭くことが可能です。アルコールフリーの消毒液をお勧めしております。\*この製品は組み立て式です

## 株式会社 東京歯材社

本社 〒110-0001 東京都台東区谷中 2-5-20  
TEL.03-3823-7501 FAX.03-3823-7516  
商品センター 〒110-0004 東京都台東区下谷 3-13-5 TY センタービル 4 階  
TEL.03-3874-5077 FAX.03-3874-5091  
WEBSITE [www.shizaiasha.co.jp](http://www.shizaiasha.co.jp)  
EMAIL [info-web@shizaiasha.co.jp](mailto:info-web@shizaiasha.co.jp)

ご用命は・・・