



ロングスパンブリッジ  
金属床、局部金属床などの

精度をアップ  
埋没材を節約  
焼成時間を短縮  
できます。

特殊形鑄造リング

# アーチリング


ロングスパンブリッジ及び金属床、局部金属床等の  
プレートキャスト用に開発された鑄造リングです。

歯列弓に合わせた弓形構造が埋没材の節約、焼成時間短縮を実現。

より適合性の高い補綴物作製を可能としました。高さ 55mmM サイズの他、65mmのLサイズも  
用意しております。鑄造器へのセットには専用リング受けをご使用ください。

株式 東京歯材社

## アーチリング受け



#1




#2



#3

## アーチリング

●高さMサイズ 55mm Lサイズ 65mm



#1



#2



#3

## アーチリングフォーマー



#1



#2



#3

## ●使用可能な遠心鑄造器

ヨシダ社製、カー・サイブロン社製の遠心鑄造器では使用できます。  
他メーカーの遠心鑄造器をお使いの場合は、鑄造器メーカーにご確認の上、  
ご使用ください。