


Multi Pat


多目的シリコンパテ マルチパット 容量 100g




マルチな素材が作業を変えた。



各個トレー作成時のスペーサーとして



鑑着用埋没材のボクシングに



石膏注入の際のボクシング時に
ビーディング材として



スプリント作製時のブロックアウトに

そのままフレキシブルに使える、技工用多目的シリコンパテ。

「マルチパット」は模型作製時などにそのまま使える手軽なシリコンパテ。シリコン製なので、石膏面やレジンから簡単に取り除くことができ、模型などの表面を汚すことはありません。常温で自由自在に形作れるので、用途も色々。他の物質に対しての接着性も程よく、ボクシングなどにも最適です。繰り返し使用できる、合理性にも特出した便利な素材が、技工作業をスムーズにします。

株式会社 東京歯材社

お問い合わせ先：商品センター 〒110-0004 東京都台東区下谷 3-13-5 TYセンタービル 4 階
TEL：03-3874-5077 FAX：03-3874-5091 EMAIL：info-web@shizaisha.co.jp

www.shizaisha.co.jp