

PO Surfin9

いつでも、どこでも、
ぱっと測定できるパルスオキシメータ。



6モード表示切替機能を備えたカラーディスプレイを採用。
薄暗い場所でも、どちらの手にしても、
測定値などを見やすく表示できます。

PO mini Surfin9



お子様や指の細い方には、
可愛いキャラクターのサーフィンPOミニ。

ボタンひとつで切替可能!

便利な6モード表示。





- ① 測定しやすい、6モード表示切替。
- ② 画面の明るさを調整できる、10段階輝度調整機能。
- ③ 鮮やかで見やすい、カラーディスプレイ。
- ④ 自動OFF機能で、無駄な電池消費を防止。
- ⑤ コンビニなどでも買える単4アルカリ電池を2本使用。
- ⑥ お求めやすい、リーズナブルな価格。

■仕様

一般の名称	パルスオキシメータ		
販 売 名	サーフィンPO		
構 成 品	—————		サーフィンPOミニ
対 象	小児～成人		
機 能	SpO ₂	測定範囲	70～99%
		測定精度	80～99%:±2% 70～79%:±3%
	脈拍数	測定範囲	30～235bpm
		測定精度	30～100bpm:±2bpm 101～235bpm:±2%
	6モード表示切替機能*		
	10段階輝度調整機能*		
	温 度	使用時:5～40℃ 保管時:－10～40℃	
湿 度	使用時:15～80%RH 結露なし		
	保管時:10～80%RH 結露なし		
電 源	単4アルカリ電池2本(連続約30時間使用可能)		
サ イ ズ	高さ34×全幅32×奥行58mm	高さ28×全幅28×奥行50mm	
重 さ	32g(単4電池2本含まず)	25g(単4電池2本含まず)	
E M C	JIS T 0601-1-2:2002		


●管理医療機器

●特定保守管理医療機器


※6モード表示と10段階輝度調整は、電源を切るたびにデフォルト設定(モード1表示、輝度レベル4)となります。

■ディスプレイ表示

※表示の数値は一般的な数値を<モード1>で表示しています。



■本体側面・ホール部分



サーフィンPOミニのホールは、指の細い方にフィットするサイズおよび形状になっています。

※指のサイズは、太さ10mm×長さ30mm以上が必要です。

■本体上面・表示部分



サーフィンPO

サーフィンPOミニ

製造販売元



人とともに呼吸する。

株式会社 小池メディカル <http://www.koike-medical.co.jp/>

本社：〒132-0031 東京都江戸川区松島1-24-8 Tel.03-5662-6605 / Fax.03-5662-6606

▲注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

- 製品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
- 製品の定格およびデザインは、改善等のため予告なく変更する場合があります。
- このカタログの記載内容は、2011年9月現在のものです。

●お問い合わせは

株式会社 東京歯材社 商品センター
〒110-0004 東京都台東区下谷3-13-5
Tel:03-3874-5077 Fax:03-3874-5091