

2 WAY

[ツーウェイ]

リトラクター



優れた材質、機能的なデザイン、操作性も抜群

1

透明につき、使用時に口唇などの状態が確認できます。

2

両サイドの大きさを変えてありますので、口腔の大きさに合わせて使用できます。

3

耐熱温度121度のポリカーボネート樹脂を使用しています。

医療機器届出番号 14B3X00023000012
製造販売業者 フログレックス株式会社
歯科用開口器 一般医療機器 クラスI

株式会社 東京歯材社

お問い合わせ先：商品センター 〒110-0004 東京都台東区下谷 3-13-5 TYセンタービル 4階
TEL：03-3874-5077 FAX：03-3874-5091 EMAIL：info-web@shizaisha.co.jp

www.shizaisha.co.jp