

セントラルベアリング トレーシングデバイス



- セット内容: スペースャー、ピン大、ピン小、描記板大、描記板小 各1
- 材質: ステンレス製

Central Bearing Tracing Device

セントラルベアリング
トレーシングデバイスは
次の目的で用いられる
器具です。

有歯顎者ならびに
無歯顎者の
顎間関係の
一点可視化 **1**

有歯顎者ならびに
無歯顎者の
顎間記録 **2**

有歯顎者における
早期接触などの
不適切な咬合
接触の修正 **3**

セントラルベアリングトレーシングデバイス (CBTD: central bearing tracing device)

《定義》上下顎歯列間でセントラルベアリングポイント (CBP) の位置を規定する装置 (Gysi, 1910)。*

一方の歯列に取り付けた描記針 (セントラルベアリングスクリュー) と、
他方の歯列に取り付けた描記板 (セントラルベアリングプレート) から構成される。

顎間記録、もしくは早期接触などの不適切な咬合接触の修正の際に、咬合力を均一化して描記針が描記板上に
接触あるいは滑走することで、描記板上に軌跡を記録する (可視化する) ために用いる。

- 一般的な名称: 歯科咬合採得用材料/一般医療機器 (クラスI)
- 医療機器届出番号: 13B2X10261002010

※ [歯科補綴学専門用語集第5版, 2019]