

# PRIMA

## lite

可搬型手術用顕微鏡  
マイクロスコープ  
プリマ Lite (ライト)



全てのチェアサイドに  
マイクロスコープを

# 高い光学性能のマイクロスコープを お求めやすい価格でご提供

歯科用顕微鏡「プリマ Lite (ライト)」は優れた光学性能をお求めやすい価格で実現。  
シンプルでコンパクトな設計により、幅広い歯科診療のニーズにお応えします。  
アポクロマート光学設計とラボメッド社製光学コーティングを採用し、  
歯科治療における画像の鮮明さを実現する優れた性能を誇っています。  
新たに開発されたプレーキシシステムは、カメラやアクセサリーを  
取り付ける際に安定性をもたらし、高い操作性を保ちながら、  
ブレや振動の少ない鮮明な映像記録を実現します。


## オプション： C マウントカメラセット



写真は4K-C マウントデジタルカメラ + リアビュー C マウントアダプターのパッケージです。カメラ本体の記録メディアに、動画・静止画の保存・再生ができます。操作は赤外線リモコンで行えます。

顕微鏡本体 + C マウントカメラセット  
※T 型ハンドルは別オプションです。  
¥2,250,000( 税別 )

## アーム伸縮イメージ



## 仕様

タイプ：フロアスタンドタイプ

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| ● ベースサイズ          | 580 mm x 560 mm             |
| ● スタンド高           | 1770 mm                     |
| ● 総重量             | 86 kg                       |
| ● 双眼鏡筒            | 0° ~ 210° (エルゴノミック可変鏡筒)     |
| ● 接眼レンズ倍率         | 12.5 倍 / 18 mm              |
| ● 総合倍率            | 倍率表参照                       |
| ● 視野径 (mm)        | 倍率表参照                       |
| ● 変倍機構            | ガリレオ式 (5 変倍)                |
| ● 対物レンズ           | f=250 mm (マニュアルフォーカス調整機構付き) |
| ● 光源              | 27 W LED 光源 (ライトガイド形式)      |
| ● 内臓フィルター         | イエロー・グリーン                   |
| ● サスペンションアーム上下可動域 | 550 mm                      |


本体定価 **¥1,980,000 (税別)**

## 倍率表

| ● 接眼レンズ倍率    | 変倍ポジション | 統合倍率      | 視野径 (mm)   |
|--------------|---------|-----------|------------|
| 12.5x / 18mm | 0.4     | 2.1-2.8   | 79.4-105.9 |
|              | 0.6     | 3.2-4.3   | 52.9-70.6  |
|              | 1.0     | 5.3-7.1   | 31.8-42.4  |
|              | 1.6     | 8.5-11.3  | 19.9-26.5  |
|              | 2.5     | 13.3-17.7 | 12.7-16.9  |
| 照野径 (250mm)  |         | 直径約 115mm |            |

\*仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがあります。  
\*このカタログに掲載している内容は、予告なく変更される場合があります。  
\*価格は予告なく変更される場合がございます。  
\*表示価格は2025現在

## 寸法図



●販売名: プリマ Lite (ライト)  
●医療機器製造販売届出番号: 13B2X10261000350 号  
●分類: 一般医療機器、クラスⅠ (特定保守管理医療機器)  
●一般的名称: 可搬型手術用顕微鏡  
●JMDNコード: 36354020

●販売名: プリマ Lite (ライト) フロアマウントタイプ  
●医療機器製造販売届出番号: 13B2X10261000450 号  
●分類: 一般医療機器、クラスⅠ (特定保守管理医療機器 設置管理医療機器)  
●一般的名称: 手術用顕微鏡  
●JMDNコード: 36354010

【製造販売元・問い合わせ先】

株式会社 **東京歯材社**

本 社 〒110-0001 東京都台東区谷中 2-5-20  
TEL. 03-3823-7501 FAX. 03-3823-7516

商品センター 〒110-0004 東京都台東区下谷 3-13-5 TYセンタービル 4 階  
TEL. 03-3874-5077 FAX. 03-3874-5091 EMAIL info-web@shizaisha.co.jp

