



ロングスパンブリッジ
金属床、局部金属床などの

精度をアップ
埋没材を節約
焼成時間を短縮
できます。

特殊形鑄造リング

アーチリング


ロングスパンブリッジ及び金属床、局部金属床等の
プレートキャスト用に開発された鑄造リングです。

歯列弓に合わせた弓形構造が埋没材の節約、焼成時間短縮を実現。

より適合性の高い補綴物作製を可能としました。高さ 55mmM サイズの他、65mmのLサイズも
用意しております。鑄造器へのセットには専用リング受けをご使用ください。

株式 東京歯材社

アーチリング受け



#1




#2



#3

アーチリング

●高さMサイズ 55mm Lサイズ 65mm



#1



#2



#3

アーチリングフォーマー



#1



#2



アーチリングフォーマー#3は
販売終了しました。

#3

●使用可能な遠心鑄造器

ヨシダ社製、カー・サイブロン社製の遠心鑄造器では使用できます。
他メーカーの遠心鑄造器をお使いの場合は、鑄造器メーカーにご確認の上、
ご使用ください。