


リニューアル
しました

テンピュール -MED® デンタルマットレス&
テンピュール -MED® デンタルピロー用
ワッフルカバー

凸凹、ソフトな感触が新しいワッフル織りに変わりました。生地に撥水加工を施し、丸洗いも可能で大変衛生的です。全体を覆う袋状タイプでスッキリとした見栄えとなっております。裏地には滑り止め、トップとボトムにマジックテープが付き、診察台に固定することが出来ます。



ネイビー



ソフトベージュ



サイズ：デンタルマットレス用
・ロングタイプ
長さ 144cm / 最大幅部 60cm
・ショートタイプ(足折れタイプの診察台用)
長さ 134cm / 最大幅部 60cm
デンタルピロー用 19×20cm
素 材：ポリエステル 100%
カラー：ネイビー／ソフトベージュ
製 造：日本製


デンタルマットレスを
足折れタイプの診察台に
お使いいただく場合

足折れタイプの診察台にデンタルマットレスをそのままお使いいただきますと、マットレスがステップ台に乗って、足を取られ思わぬ怪我に繋がります。そのような場合には、デンタルマットレスの折り目部分のファスナーを開け、約横40cm × 縦11cmのテンピュール素材を取り出し、デンタルマットレスの長さを短くしてお使いください。

* この場合のデンタルマットレス用ワッフルカバーはショートタイプをご利用いただけます。



裏面の
ファスナーを開け
この部分の
テンピュール素材を
取り出す



デンタルマットレス専用
ディスポーザブルカバー

デンタルマットレス全体に掛ける、
専用の使い捨てカバーです。
* デンタルピロー用のカバーは付いておりません。

●1箱10枚入り
素 材：不織布／カラー：ホワイト／製 造：中国製

取扱店
株式会社 東京歯材社

お問い合わせ先：商品センター
〒110-0004 東京都台東区下谷 3-13-5 TYセンタービル 4 階
TEL：03-3874-5077 FAX：03-3874-5091
EMAIL：info-web@shizaisha.co.jp
www.shizaisha.co.jp

国内総販売元：TEMPUR-MED デンピュール・シーリー・ジャパン
<http://jp.tempur.com/>

* 本カタログに掲載している内容は、予告なく変更される場合があります。
* 本カタログ中の製品の色彩は印刷のため実物とは多少異なることがあります。

ユーザー
ボイスは
こちら

この製品の動画を右記
QRコードから読み取り
ご覧いただけます。



2105SG002

TOKYO
SHIZAISHA

TEMPUR-MED®
PRESSURE REDISTRIBUTING PRODUCTS

テンピュール®で患者さまの緊張感を
やわらげてみませんか？



テンピュール -MED®

世界70ヶ国以上で愛用されているテンピュール®は
体をベストバランスでサポートします。

撮影協力：新百合ヶ丘南歯科

患者さまの緊張感をやわ 快適な

信頼のサポートで 診療空間を目指します。

テンピュール-MED® デンタル コンフォート シリーズ

来院される方の緊張を少しでもやわらげたい。

背中が痛い、腰が痛い、ふくらはぎが圧迫されるなど、長時間の治療や手術時には、患者さんにも負担がかかります。よりリラックスした環境で診療を受けて頂くために、テンピュール-MED®デンタルコンフォートシリーズは患者さんを優しくサポートします。

テンピュール®はNASAの宇宙飛行士のためのシート素材として開発され、以来その素材は多くの人に愛用され、快適な空間を創造してまいりました。医療機関へ来院される方々のため、またその診療に携わるスタッフの方々にもテンピュール-MED®デンタルコンフォートシリーズは世界が認める「快適」をお届けします。



患者さまの緊張感をやわらげる

テンピュール-MED® デンタルマットレス

テンピュール-MED®デンタルマットレスはテンピュール素材を使った歯科用チェア（診療台）専用のマットレスです。

少し固めの素材が患者さんの体全体の重さをしっかりと支え、まるで水に浮いているかのように体圧を均等に分散させますので、体の一部分が痛くなることを防ぎます。手術や矯正治療などの長時間の診療はもとより、全ての歯科診療を受けられる患者さんをサポートします。

カバーは、防水性をの高いPUカバーを使用

しており、一般的な医薬用消毒剤も使用可能です。（※1）

チェア部分のテンピュール-MED®デンタルマットレスと、安頭台のテンピュール-MED®デンタルピロー別売り。カバーの色はダークブルー（濃紺）です。

- ~~テンピュール-MED®デンタルマットレス 単品 販売終了~~
- テンピュール-MED®デンタルピロー 単品
- ~~テンピュール-MED®デンタルマットレス セット 販売終了~~

*「テンピュール-MED®デンタルピロー」の素材は、「テンピュール-MED®デンタルネックピロー」よりも固めのものを使っております。（厚さ 4.5cm）



テンピュール-MED® デンタルネックピロー

販売終了

圧力分散機能と人間工学的なデザインが、首と頭部を正しくサポート。液体のような弾力でゆっくりと動くようにフィットします。

歯科治療専門に開発された枕は、治療時の緊張感をやわらげることで患者さんに安心を与えます。

防水・耐薬品性をもつPUカバー付、カバーははすして洗濯可能。（※2）



テンピュール-MED® マルチピロー 販売終了



適応部位例：背・腰・臀部等

サイズ：（約）幅34 × 奥行 30 × 高さ 1～8cm
カラー：ダークブルー（濃紺）素材：PU

テンピュール-MED® ユニバーサルピロー ショート



適応部位例：首・腰・膝等

サイズ：（約）幅35 × 奥行 20 × 高さ 10cm
カラー：ダークブルー（濃紺）素材：PU